

A pair of black-rimmed glasses is resting on an open notebook. The notebook has a red bookmark. The background is blurred, showing a desk and some papers.

# Selvpodning under supervision

- Elever skal selvteste på skolen
- Supervisorer skal ansættes på skolen
- Manuel indrapportering via SEI
- Automatisk indrapportering til Coronapas og minsundhed app med Carelink & inLogics løsning
- Gælder ungdoms, voksen og videregående uddannelser.




Supervisor Skanner App

+


Administratorportalen

# Systemarkitektur


Carelink App and Administrator portal håndterer data fra flere eksterne kilder og sikrer realtids verificering og rapportering.



# Supervisor Skanner App




## Supervisor login og konfiguration



Supervisor logger ind i test-App. Efter godkendt login modtages en SMS på supervisors private telefon med engangs-pinkode til Appen

## Tester login and configuration setup




The screenshot shows a mobile application interface with a dark red header containing the time '9:41' and status icons for signal, Wi-Fi, and battery. Below the header, the title 'Configurations' is displayed in white. The main content area is white and contains several form fields:

- Kommune:** A dropdown menu with 'Assens' selected.
- Enter location:** A text input field containing 'Solsikken'.
- Test location ID:** A text input field containing '1807'.
- LOT:** A text input field containing 'COVG20110034'.
- Public sector test:** A toggle switch that is currently turned on (red).

Below the form fields, there is a red button labeled 'SAVE'.

Supervisor godkender TestlokationsID til brug for SSI indrapportering og indtaster LOT nummer ind testen igangsættes.

# Hovedmenu



Supervisor kan fra hovedmenuen med et enkelt tryk:

- Starte registrering af en ny elev
- Indrapportere en test der er klar
- Appen holder styr på testens alder vha. en timerfunktion. Timerfunktionen kan justeres så den understøtter de kendte tests på markedet.

## Flow ved opstart af ny test



9:41

New patient

CPR  eCPR

Enter DD MM YY

First name  
Frederik

Last name  
Olsen

Mobile

Email (Optional)

Supervisor opstarter med et enkelt tryk opstarten af en ny test:

- Sygesikringskort skannes
- CPR nummer indtastes
- eCPR nummer indtastes

Efter indtastning verificeres CPR mod CPR.DK Elevens telefonnummer indtastes og SMS med link til certifikat fremsendes til eleven. Link kan også fremsendes som e-mail



## Flow ved opstart af ny test

Supervisor kan, hvis det ønskes, indsamle flere informationer til SSI.

9:41

**New patient**

**Olsen, Frederik** 23 years

Contact: +45 36 93 45 67  
CPR / eCPR: 999999 - 9996  
Lot: COVG20110034

**Consent for sharing result**   
Data can be displayed via sundhed.dk and accessed by patient's doctor.

**Contact with Infection**   
Patient has come in contact with an infected person.

**Screening**   
Patient is part of larger screening of an entire staff group.

**Travel abroad**   
Patient has traveled outside Denmark's borders within the last 2 weeks.

**Destinations**  
Enter destinations

**BACK**

**NEXT**

0-166E



49999-1618996993994-0

**PLACER TESTKIT HER**

**SYGESIKRINGSKORT**

**Før testen:**

- Sygesikringskort og testkit placeres i deres respektive bokse
- Vask først dine hænder og sprit dem derefter af - Aftør derefter dit bord med en rengøringsklud

**Testen:**

- Følg din supervisors anvisninger
- Afvent resultatet af testen registreres på supervisors scanner

**Efter testen:**

- Alt affald samles i affaldsposen
- Husk at binde en knude på posen
- Tør bordet af, vask igen dine hænder, og sprit dem af



Sæt kryds her hvis du efter testen skal bruge et covid-19 certifikat.


## Flow ved opstart af ny test

9:41

New patient

Olsen, Frederik 23 years

Contact: +45 36 93 45 67  
CPR: 999999 - 9996  
Lot: COVG20110034  
Test ID: 0000002015



1. Patient is registered.
2. SMS with test link is sent.
3. Please proceed with the test.
4. Ask patient to check SMS.
5. If problem, resend SMS.

RESEND SMS

FINISH

9:41

New patient

Resend SMS

Check and confirm mobile no to resend SMS or send link via email

Mobile

+45 36 93 45 67

Email

fo@gmail.com

SEND VIA EMAIL

RESEND SMS


Resend SMS

FINISH

Alle data er nu samlet.

I tilfælde af at SMS ikke er modtaget af eleven, kan denne nu gendeses på enten mobil eller e-mail.

# Indrapportering af resultat





Når en test er klar giver skanneren en lyd fra sig og testen bliver grøn. Herefter trykker supervisoren på "test result"


Nu aflæses testbrikken og QR koden scannes.

Herefter har supervisoren mulighed for at klikke positiv, negativ eller ugyldig (inkonklusiv)

# Indrapportering af resultat



Når Supervisor har indtastet resultatet kontrollerer denne at dette blev indtastet korrekt. Hvis det ikke er tilfældet kan supervisor rette fejlen ved at genindtaste. Efter tjek fremsendes resultatet til serveren som efterfølgende sender til SSI.



## Administratorportalen



Enter credentials to login to your account.



Remember me

Login


[Forgot password?](#)

Powered by:  
 embrace · it

# Dashboard


Oversigt over:

- Dagens gennemførte test og resultatet af disse
- Akkumulerede resultater over gennemførte test og resultatet af disse



# Supervisor data grid

Overblik over alle skolens registrerede supervisorer og deres status




Tester ID	Status	Name	Mobile	Test location ID	Kommune	Location	Latest Active	Device
0001	Online	Anders Simonsen	+45 35 46 66 26	1807	Assens	Assens Kommune	Jan 30, 2021 – 07:36:22	7721
0002	Online	Annedmette Mortensen	+45 26 46 54 36	2245	Tønder	Tønder Kommune	Jan 30, 2021 – 08:35:12	1315
0004	Online	Emma Villadsen	+45 24 99 00 13	6685	Vejen	Vejen Kommune	Jan 30, 2021 – 09:12:00	4598
0005	Offline	Daniel Bruun	+45 96 00 11 74	9966	Kolding	Kolding Kommune	Jan 30, 2021 – 07:52:05	1278
0007	Blocked	Johan Andreasen	+45 35 46 66 26	1288	Kerteminde	Kerteminde Kommune	Jan 11, 2021 – 09:13:24	4450











# Skanner data grid

Overblik over alle skolens registrerede skannere og status på disse



The screenshot shows the Carelink web interface. At the top left is the Carelink logo. On the right side of the header, there are icons for a play button and a user profile. A sidebar on the left contains icons for a bar chart, a person, a mobile phone, and a document. The main content area is titled "Devices" and contains a table with the following columns: Device, Status, Battery Status, Assigned To, Phone No., Latest Active, Location, and a "Release" button. The table lists four devices with their respective details.

Device	Status	Battery Status	Assigned To	Phone No.	Latest Active	Location	Release
7721	Online		Anders Simonsen	+45 35 46 66 26	Jan 30, 2021 – 07:36:22		<a href="#">Release</a>
1315	Online		Annedmette Mortensen	+45 26 46 54 36	Jan 30, 2021 – 08:35:12		<a href="#">Release</a>
4598	Online		Emma Villadsen	+45 24 99 00 13	Jan 30, 2021 – 09:12:00		<a href="#">Release</a>
1278	Offline		Daniel Bruun	+45 96 00 11 74	Jan 30, 2021 – 07:52:05		<a href="#">Release</a>



# Spørgsmål eller bestilling

- Jes Clausen
- 42 40 88 52
- [jec@inlogic.dk](mailto:jec@inlogic.dk)
  
- Levering af håndterminaler  
1-2 dage
- Bestillingslink sendes på mail